



Sofortanalyse aus einem Tropfen Blut – „kinderleicht“



+



=




+



+



+



Test Portfolio



| Parameter | Probenmaterial | Proben- volumen | Messbereich |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| CRP | Fingerblut/EDTA Blut/Serum | 5 µl | 2-240 mg/l |
| ASO (Anti Streptolysin-O) | Fingerblut/EDTA Blut/Serum | 5 µl | 100-2000 IU/ml |
| GFR (Glomeruläre Filtrationsrate) | Fingerblut/EDTA Blut/Serum | 20 µl | 3,7-576 GFR (ml/min/1,73m ²) |
| HbA1c | Fingerblut/EDTA Blut | 10 µl | 20-130 mmol/mol IFCC |

RFID Technologie:

- Keine Kalibrationen notwendig
- Alle testspezifischen Informationen sind auf der RFID Karte gespeichert

Wartungsfrei:

- Das patentierte Cartridge System macht Flüssigkeitshandling im Gerät überflüssig.
- Keine Pumpen, Schläuche, Ventile
- 100% wartungsfrei

Interface:

- Modernstes SMART Phone App (Smart Phone im Preis inbegriffen) Android basierend.
- Einfache Dateneingabe über Piktogramme am Touchscreen
- Datentransfer bereits e-Health tauglich
- Einfachste Anbindung an externe EDV
- Drucker Optionen

Spezifikationen:

- Gewicht 2,4 kg
- Dimensionen: 16 x 13 x 14,5 cm
- CE compliant



Vereinbaren sie einen Termin für den Demobetrieb in ihrer Ordination.

Ich interessiere mich für eine Demostellung in meiner Ordination. Mein Wunschtermin ist: _____

Fax an:

Eurolab Medizintechnik GmbH
06245 / 78 95 43

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Eurolab Medizintechnik GmbH, Praschweg 9/1, 5400 Hallein, AUSTRIA • Tel. +43(0)6245/789 54, Fax +43(0)6245/789 543, www.eurolab-medizintechnik.at

